

АППАРАТ ИВЛ SERVO-i С ОПЦИЕЙ HELIOX ОБЛЕГЧЕНИЕ УСИЛИЙ ПАЦИЕНТА

CRITICAL CARE



Облегчает усилия пациентов при проведении ИВЛ: HELIOX – газ низкой плотности, состоящий из смеси гелия и кислорода обеспечивает более ламинарный поток, способствующий снижению избыточных затрат энергии при дыхании у пациентов с обструкцией дыхательных путей при таких заболеваниях, как астма и хронические обструктивные заболевания легких (ХОБЛ).

Теперь опция HELIOX доступна для вентиляторов SERVO-i:

- HELIOX терапия предусматривает лечение пациентов всех возрастов от детей до взрослых во всех режимах как инвазивной, так и неинвазивной вентиляции
- В процессе вентиляции быстро и легко осуществляется переход с гелиокислородной смеси на воздушную смесь и обратно
- Низкий расход газа делает терапию гелиокислородной смесью экономически эффективной
- Возможность регулировки концентрации кислорода в диапазоне 21-100%

MAQUET – The Gold Standard.

ООО «МАКЕ»
Россия, 109004, Москва,
ул. Станиславского,
д. 21, стр. 7
Тел.: (495) 514-0055
Факс.: (495) 514-0056
Сервисный центр
Тел.: 8-800-333-6253
info@maquet.ru
www.maquet.ru

MEMBER OF THE GETINGE GROUP

АППАРАТ ИВЛ SERVO-i С ОПЦИЕЙ HELIOX ОБЛЕГЧЕНИЕ УСИЛИЙ ПАЦИЕНТА MAQUET – THE GOLD STANDARD

Расширение терапевтических возможностей: на протяжении более чем 70 лет HELIOX использовали как дополнительную терапию при обструктивных заболеваниях легких. Благодаря своим физическим свойствам, низкая плотность газа HELIOX делает поток более ламинарным, что облегчает дыхание пациентов.

HELIOX и SERVO-i отлично работают вместе: SERVO-i вентилятор с опцией HELIOX подходит для лечения всех категорий пациентов и совместим со всеми инвазивными и не инвазивными режимами вентиляции.

Преимуществом аппарата ИВЛ с данной опцией является легкое и быстрое переключение между воздушной смесью и смесью HELIOX во время вентиляции без перехода в режим ожидания, что экономит время и не доставляет неудобств пациенту.

Благодаря системе автоматической идентификации газа, при переходе с воздушно-кислородной смеси к гелиокислородной и обратно контроль за объемом, CO_2 , а также потоком осуществляется автоматически.

Доставка HELIOX отображается на экране SERVO-i символом «HeO₂». Концентрация O₂ легко регулируется между 21-100%, а интуитивное меню облегчает контроль за гелиокислородной смесью в любом режиме.

Низкое потребление газа в SERVO-i делает опцию HELIOX экономически эффективной. SERVO-i позволяет работать с гелиокислородной смесью в соотношениях: 80/20; 79/21 и 78/22.

Опция HELIOX доступна для всех конфигураций вентиляторов SERVO-i, а также может быть добавлена в аппараты SERVO-i, ранее установленные в вашей клинике.

Обратите внимание: если аппарат SERVO-i оснащен ультразвуковым O₂ датчиком, то для корректной работы с функцией HELIOX датчик должен быть заменен на электрохимический элемент.

