

## СИСТЕМА СТАБИЛИЗАЦИИ ТКАНЕЙ МИОКАРДА ACROBAT

CARDIOVASCULAR



С 1838 года компания MAQUET известна в мире медицины, как поставщик высококлассного оборудования для оснащения операционных залов и отделений интенсивной терапии. Независимо от функционального назначения производимого оборудования, конструктивные решения медицинской техники с брендом MAQUET разрабатываются с учетом потребностей медицинского персонала и пациентов, отличаются высоким качеством, уникальным дизайном, удобной эргономикой.

Система стабилизации тканей миокарда ACROBAT в комплектации с фиксатором верхушки сердца XPOSE представляет собой золотой стандарт для хирургии работающего сердца. Уникальная низкопрофильная система проста в использовании и позволяет работать на всех сосудах. С устройством доступа XPOSE сердце возможно позиционировать без нарушения гемодинамики.

MAQUET – The Gold Standard.

ООО «МАКЕ»  
Россия, 109004, Москва,  
ул. Станиславского,  
д. 21, стр. 7  
Тел.: (495) 514-0055  
Факс.: (495) 514-0056  
Сервисный центр  
Тел.: 8-800-333-6253  
info@maquet.ru  
www.maquet.ru

MEMBER OF THE GETINGE GROUP

# АСРОВАТ – НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ВАКУУМНЫХ СТАБИЛИЗАТОРОВ ТКАНЕЙ МИОКАРДА MAQUET – THE GOLD STANDARD

- Упрощает выполнение аорто-коронарного шунтирования на работающем сердце
- Обеспечивает оптимальную стабилизацию тканей и простоту использования
- Сочетает в себе очень жесткую фиксацию с отличной визуализацией места анастомоза и его доступностью



Усиленная рука позволяет минимизировать колебания, а низкий профиль устройства увеличивает объем рабочего пространства. Соединения, выполненные по технологии FlexLink, обеспечивают максимальную маневренность и гибкость.



Трехпозиционный шарнир обеспечивает доступ в положении «лапки вверх» и в сочетании с новыми вакуумными трубками, улучшает видимость. Вакуумные присоски на лапках функционируют независимо, позволяя присоскам работать, даже если одна из них не зафиксирована на сердце.



Устройство для позиционирования сердца XPOSE разработано для безопасной фиксации сердца при операции аорто-коронарного шунтирования на работающем сердце и облегчения доступа к оперируемым сосудам и полной коронарной реваскуляризации при поддержании стабильной гемодинамики.

## Информация для заказчика:

### Вакуумные системы стабилизации тканей миокарда АСРОВАТ

XO3-9100S	Вакуумная система стабилизации тканей миокарда в составе: Стабилизатор АСРОВАТ V Фиксатор верхушки сердца AXIUS Xpose 3 Стандартные пластины ранорасширителя (совместим со специальным расширителем)
XO4-9100S	Вакуумная система стабилизации тканей миокарда в составе: Стабилизатор АСРОВАТ V Фиксатор верхушки сердца AXIUS Xpose 4 Стандартные пластины ранорасширителя (совместим со специальным расширителем)
XO3-9000S	Вакуумная система стабилизации тканей миокарда в составе: Стабилизатор АСРОВАТ SUV Фиксатор верхушки сердца AXIUS Xpose 3 Стандартные пластины ранорасширителя (совместим с различными расширителями)
XO4-9000S	Вакуумная система стабилизации тканей миокарда в составе: Стабилизатор АСРОВАТ SUV Фиксатор верхушки сердца AXIUS Xpose 4 Стандартные пластины ранорасширителя (совместим с различными расширителями)

### Вакуумные стабилизаторы:

OM-9100	Вакуумный стабилизатор АСРОВАТ V со стандартными пластинами ранорасширителя (совместим со специальными ранорасширителями)
OM-9000	Вакуумный стабилизатор АСРОВАТ SUV со стандартными пластинами ранорасширителя (совместим с различными ранорасширителями)

### Фиксаторы верхушки сердца:

XP-3000	Фиксатор верхушки сердца AXIUS XPOSE 3000
XP-4000	Фиксатор верхушки сердца AXIUS XPOSE 4000

### Специальный ранорасширитель:

UA-5001	Ранорасширитель ULTIMA
---------	------------------------

### Сопутствующие:

OF-1000	Шунт коронарный AXIUS 1.0-16.25	OF-2000	Шунт коронарный AXIUS 2.0-18.00
OF-1250	Шунт коронарный AXIUS 1.25-16.25	OF-2000 L	Шунт коронарный AXIUS 2.0-22.0
OF-1500	Шунт коронарный AXIUS 1.5-16.25	OF-2250	Шунт коронарный AXIUS 2.25-18.50
OF-1500 L	Шунт коронарный AXIUS 2.0-22.00	OF-2500	Шунт коронарный AXIUS 2.0-19.00
OF-1750	Шунт коронарный AXIUS 1.75-17.50	OF-3000	Шунт коронарный AXIUS 3.0-20.00
CB-1000	Сдуватель AXIUS Blower/Mister		