

**МОБИЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ СТОЛЫ
ALPHACLASSIC/BETACLASSIC**

SURGICAL WORKPLACES



С 1838 года компания MAQUET известна в мире медицины, как поставщик высококлассного оборудования для оснащения операционных залов и отделений интенсивной терапии. Независимо от функционального назначения производимого оборудования, конструктивные решения медицинской техники с брендом MAQUET разрабатываются с учетом потребностей медицинского персонала и пациентов, отличаются высоким качеством, уникальным дизайном, удобной эргономикой.

ALPHACLASSIC/BETACLASSIC –

классические модели мобильных универсальных операционных столов эконом-класса, по достоинству оценены широкой аудиторией практикующих хирургов. Эти модели отличает лаконичный дизайн и удобство управления функциями стола, благодаря чему они находят применение в любой области хирургии. Операционные столы MAQUET задают международный стандарт в данном виде оборудования.

MAQUET – The Gold Standard.

ООО «МАКЕ»
Россия, 109004 Москва,
ул. Станиславского,
д. 21, стр. 3
Тел.: (495) 514 0055
Факс: (495) 514 0056
Сервисный центр
Тел.: 8-800 333 6253
moscow@maquet.ru
www.maquet.ru

MEMBER OF THE GETINGE GROUP

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ СТОЛ ПРОСТОЕ УПРАВЛЕНИЕ MAQUET – THE GOLD STANDARD

Комфорт и надежность:

- Столешница операционного стола может комплектоваться из четырех и более секций и не имеет поперечных элементов, которые препятствовали бы прохождению рентгеновских лучей. Каркас столешницы и колонны основания изготовлены полностью из хромо-никелевой стали
- Направляющие рельсы позволяют устанавливать рентгеновские кассеты в любом месте под спинной и тазовой секциями
- Матрац столешницы толщиной 80 мм выполнен из чрезвычайно прочного многослойного SFC-материала с эффектом памяти, что обеспечивает комфортное размещение и надежную фиксацию пациента на операционном столе
- Регулировка стола осуществляется с помощью электрогидравлического (механо-гидравлического для BETAClassic) привода. Наличие (опционально) пульта дистанционного управления, кабельного либо инфракрасного, а также ножной педали управления значительно упрощает и ускоряет процесс позиционирования пациента
- На колонне основания операционного стола располагается дублирующая панель управления, которая обеспечивает безопасность и возможность продолжения работы в случае выхода из строя пультов управления
- Удобство перемещения операционного стола обеспечивается благодаря наличию четырех больших двойных роликов диаметром 125 мм. Стол фиксируется на месте с помощью центрального тормоза

Технические характеристики:

	Опция
Длина	2075 мм / 2140 мм
Ширина матраца столешницы	510 мм / 540 мм
Максимальный вес пациента	135 кг / 225 мм
Максимальный вес принадлежностей	20 кг / 25 кг
Высота стола без матраца (регулируется)	600-950 мм
Положение тренделенбург/антитренделенбург	±25°
Латеральный наклон	±15°
Наклон верхней части спинной секции	+70° / -40°
Наклон ножной секции	95°
Продольное перемещение столешницы (опционально)	310 мм
Реверсивное положение пациента на операционном столе	- / +



Беспрепятственный доступ для исследования с помощью С-дуги, благодаря отсутствию поперечных металлических элементов столешницы операционного стола и специальные фиброкарбонной секции



BETAClassic: наличие гидравлического привода является отличительной особенностью данной модели



ALPHAclassic: изгиб спинной секции столешницы в обратную сторону позволяет придать пациенту физиологически правильное и безопасное положение для проведения хирургических вмешательств в области грудной клетки