

## ЭПИКАРДИАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ MYWIRE

CARDIOVASCULAR

**Эпикардиальные электроды MYWIRE производства MAQUET** разработаны для временной кардиостимуляции с целью профилактики и терапии постоперационных нарушений ритма. Эпикардиальные электроды MYWIRE снабжены двумя видами игл: торакальной иглой с наконечником «трокар» и миокардиальной иглой с кончиком закругленного типа. Торакальные иглы уплощены в середине, что существенно упрощает их захват иглодержателем. В противоположность полым иглам, использование игл MYWIRE с закругленными иглами менее травматично.

**Система крепления временных электродов MYWIRE** обеспечивает удобную установку и гарантирует их длительное функционирование:

- Легкая и быстрая фиксация к миокарду
- Исключение возможности контакта оголенных концов электродов
- Регулируемая длина электрода для униполярной и биполярной версий
- Совместимость практически со всеми существующими разъемами временных кардиостимуляторов
- Полная безопасность благодаря защитному колпачку








### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Униполярные (U)

Каталожный номер	Миокардиальная игла	Система фиксации	Длина (см)	Торакальная игла	Метод фиксации
MYWIRE 01	DR20	Z	60	DR90	
MYWIRE 16	DR20	Z	200	DR90	
MYWIRE 24	HR26	Z	60	GR90	
MYWIRE 02	DR20	T	60	DR90	
MYWIRE 21	DR20	T	200	DR90	
MYWIRE 11		V	60	DR90	
MYWIRE 14		L	60	DR90	
MYWIRE 15		L	200	DR90	

Биполярные (B)

Каталожный номер	Миокардиальная игла	Система фиксации	Длина (см)	Торакальная игла	Метод фиксации
MYWIRE 07	DR20	Z	60	DR90	
MYWIRE 08	DR20	Z	200	DR90	
MYWIRE 28	DR20	Z	60	GR90	
MYWIRE 09	DR20	T	60	DR90	
MYWIRE 10	DR20	T	200	DR90	
MYWIRE 29	DR20	T	60	GR90	
MYWIRE 12		V	60	DR90	
MYWIRE 13		V	200	DR90	
MYWIRE 27		L	200	DR90	

Биполярные с миокардиальной иглой и электронным чехлом (H)

Каталожный номер	Миокардиальная игла	Система фиксации	Длина (см)	Торакальная игла	Метод фиксации
MYWIRE 03	DR20	Z	60	DR90	
MYWIRE 04	DR20	Z	200	DR90	
MYWIRE 05	DR20	T	60	DR90	
MYWIRE 06	DR20	T	200	DR90	
MYWIRE 25	DR20	T	200	DR110	
MYWIRE 17 (white)	DR20	T	200	DR90	
MYWIRE 18 (blue)	DR20	T	200	DR90	
MYWIRE 42*	DR20	T	200	DR90	

Квадриполярные (QB)

Каталожный номер	Миокардиальная игла	Система фиксации	Длина (см)	Торакальная игла	Метод фиксации
MYWIRE 51	DR20	T	200	DR90	

Дополнительные принадлежности:

Каталожный номер	
MYWIRE 91 (синий)	Стерильный коннектор
MYWIRE 92 (белый)	Стерильный коннектор

DR20: 3/8 закругленная игла, длина дуги 20 мм, закругленный кончик  
 DR26: 1/2 закругленная игла, длина дуги 26 мм, закругленный кончик  
 DR90: 3/8 закругленная игла, длина дуги 90 мм, наконечник «трокар»  
 DR110: 3/8 закругленная игла, длина дуги 110 мм, наконечник «трокар»

\* Биполярные с защитной трубкой (HS)

Методы фиксации: Z — зиг-заг, T — якорь, L — петля, V — V-петля